

ESAME CULTURALE ESPETTORATO

Modalità di raccolta per esami microbiologici

Materiale per la raccolta:

contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite

Modalità di prelievo:

Raccogliere il campione al mattino a digiuno, effettuando un'accurata pulizia del cavo orale mediante gargarismi con acqua distillata sterile. Raccogliere il secreto profondo dopo colpo di tosse, senza contaminarlo con la saliva.

Conservazione:

I campioni vanno inviati in laboratorio entro 2 ore dal prelievo.

Note:

Nel caso l'espettorazione sia difficoltosa, effettuare un aerosol con fisiologica tiepida (fare inspirare il paziente lentamente e profondamente per una decina di volte). I campioni che all'esame microscopico risultino di origine superficiale (salivare) non verranno esaminati in quanto non idonei.