

COPROCOLTURA

Materiale per la raccolta:

contenitore sterile con spatola

Modalità di prelievo:

Usare solamente l'apposito contenitore raccogliendo una limitata quantità di materiale delle dimensioni di un oliva (circa 1 grammo) per le feci formate, o nella misura di alcuni ml se le feci sono liquide.

Raccogliere le feci prima di qualsiasi trattamento antibiotico. Non contaminare le feci con le urine.

Il tampone rettale, utile per studi di carattere epidemiologico, non è adatto per la coprocultura.

Conservazione:

Si raccomanda di mantenere i campioni a temperatura ambiente e inviare in laboratorio entro due ore dalla raccolta.

Note:

Usualmente si ricercano Salmonella Shigella e Campilobacter. Yersinia si ricerca su specifica richiesta.

VERRANNO RESPINTI I CAMPIONI IN QUANTITÀ ECCESSIVA, SPORCHI O, COMUNQUE, RACCOLTI NON CORRETTAMENTE.