

URINOCOLTURA/NEONATI

Sacchetto di plastica adesivo (per neonati)

Materiale per la raccolta: sacchetto di plastica adesivo sterile

Modalità di prelievo:

- Detergere accuratamente la regione sovrapubica, perianale ed i genitali esterni con soluzione saponosa
- Risciacquare a lungo ed asciugare
- Applicare il sacchetto, facendolo aderire al perineo ed alla regione sovrapubica
- Rimuovere il sacchetto appena avvenuta la minzione e versare l'urina nell'apposito contenitore sterile oppure inviare il sacchetto in laboratorio dopo averlo chiuso accuratamente
- Non lasciare "in situ" per più di 45-60 minuti il sacchetto
- Procedere alla sostituzione, se necessario, dopo aver ripetuto la detersione

Conservazione:

I campioni di urina vanno posti in frigorifero e inviati in laboratorio entro due ore dal prelievo.