

## URINOCOLTURA - CATETERE A PERMANENZA

### **Modalità di prelievo:**

- Chiudere il catetere con una pinza, al di sotto del raccordo con la sacca, per almeno un'ora.
- Disinfettare un tratto del catetere (appena al di sopra della giunzione col tubo di raccordo) aspirare con siringa sterile alcuni ml di urina (circa 10) ed immetterli nell'apposito contenitore.
- Non raccogliere l'urina dalla sacca o sconnettendo il catetere.

### **Conservazione:**

i campioni di urina vanno posti in frigorifero e inviati in laboratorio entro due ore dal prelievo.

### **Note:**

verranno respinti i campioni pervenuti in contenitori difettosi, bagnati, contenenti quantità eccessive di urina o mostranti la presenza di corpi estranei.